

Preisliste Polymerfilm hrp 01

hzmaterials

Probepackung, Preis inkl. Versand (innerhalb Deutschlands) als Brief:

holozone GmbH
Hauptstrasse 39
53894 Mechernich
www.holozone.de

hrp01_micro 4 Platten 52*76 mm² (*) 17,- €

Standard-Größen (zzgl. 5 € versicherter Versand innerhalb
Deutschland / 15 € innerhalb EU):

hrp01_mini 10 Platten 52*76 mm² (*) 39,- €

hrp01_std 10 Platten 102*127 mm² 129,- €

hrp01_ext 10 Platten 130*180 mm² 215,- €

Alle Preise inkl. MWSt, Rechnung liegt bei. Eine Änderung der Preise, Anpassung der Größen, Trägerplatten und Verpackung behalten wir uns vor. Andere Formate auf Anfrage.

(*) Format passend zu *1000 Laserhacks für Maker Hologramme zu Selbermachen*

Info zum Material:

Bei dem Filmmaterial handelt es sich um einen holografischen Polymerfilm auf einem Kunststoffträger, der auf eine Glasplatte aufgebracht ist. Der Film ist etwas kleiner als die Scheibe, um ein versehentliches Abheben des Films beim Hantieren mit der Platte zu verhindern. Die eigentliche Polymerschicht liegt geschützt zwischen Glas und Kunststoffträger und ist nur 16 µm dick.

Bei der Belichtung entsteht das holografische Gitter direkt durch Polymerisation ohne die Notwendigkeit einer chemischen Nachbehandlung. Nach der Belichtung kann das Material mit Licht (z.B. Sonnenlicht, LED-Strahler weiß) nahezu glasklar ausgebleicht werden. Es verbleibt auch nach der Aufnahme am besten auf der Scheibe, da die Polymerseite mechanisch sehr empfindlich ist.

Die minimale Belichtungs-dosis liegt bei ca. 2 mJ/cm² im Roten (632 nm, 639 nm), ca. 2,5 mJ/cm² im grünen (532 nm) und 3 mJ/cm² im blauen (457 nm) Spektralbereich. Die Wiedergabe der Hologramme ist dann sehr schmalbandig, daher gelingt die Rekonstruktion am besten mit dem Aufnahmelaser oder spektral passender LED's. Erhöht man die Dosis, wird die Wiedergabe breitbandiger, was eine größere Helligkeit bei der Beleuchtung mit Weißlicht ermöglicht. Bei einem 1:1 Intensitäts-Verhältnis von Referenz- und Objektlicht und Dosisleistungen > 10 mJ/cm² pro Wellenlänge kann ein Beugungswirkungsgrad > 90% für alle drei Wellenlängen erreicht werden.

Als Dunkelkammerbeleuchtung empfehlen wir schwaches gelbes Licht, z.B. das indirekte Licht einer gelben LED. Im Vergleich zu Fotomaterial ist das Material sehr unempfindlich. Man kann also so viel Licht machen, so dass man auch mit einer Gruppe etwas sieht, wenn die Augen sich an die Dunkelheit angepasst haben.

Die Haltbarkeit des Films liegt voraussichtlich bei 2 - 5 Jahren. Garantiert ist 1 Jahr. Die Lagerung ist bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchte optimal. Die Platten sind einzeln in lichtdichter Folie verpackt. Der Film wird handlaminiert, was zu minimalen Fehlern (winzige Staubeinschlüsse, sehr feine Kratzer) führen kann. Wir versuchen diese Effekte auf ein Minimum zu begrenzen, können aber vereinzelte Staubeinschlüsse nicht ausschließen.

Bestellung bitte per Email (info@holozone.de), Sie erhalten dann eine Zahlungsanforderung per Vorkasse. Die Lieferzeit beträgt 2 Wochen ab Zahlung, da die Platten per Hand laminiert werden.

Schulen/Institute oder Institute können natürlich auch auf Rechnung bestellen. Auf Wunsch erstellen wir auch ein formelles Angebot.